

Stellungnahme

ULTRASOL ACTIVE / PERFECTAN ACTIVE Standzeit

Die Standzeit der Produkte ULTRASOL ACTIVE und PERFECTAN ACTIVE war bisher aufgrund der Anfälligkeit von Peressigsäure in schwach alkalischen Lösungen auf 12 Stunden begrenzt.

Nach weiteren Untersuchungen der Wirkstoffe kann eine längere Standzeit der beiden verdünnten Produkte gewährt werden.

Die Standzeit der Produkte ULTRASOL ACTIVE und PERFECTAN ACTIVE beträgt 24h nach dem Auflösen der Produkte.

Die Lösung muss nach 24 Stunden oder bei sichtbarer Verunreinigung ersetzt werden.

Malsfelds Datum
i.A. Dr. Harald Büttner
Head of R&D
Dr. Schumacher GmbH