

Haft latexfrei

Haftende, latexfreie und kohäsive Fixierbinde mit eingelegetem Papierstreifen

Baumwolle: 36%

Viskose: 36%

Polyamid: 28%

Haftende, latexfreie und kohäsive Fixierbinde für die Fixierung von Wundverbänden und Nachbehandlung von Distorsionen. Diese extrem hautfreundliche, luftdurchlässige Binde haftet durch eine latexfreie Beschichtung nur auf sich selbst. Sie ist rutschfest, daher ideal für Verbände an vielbewegten Körperteilen. Dehnung ca. 100 %

Lieferformen

Haft latexfrei, Farbe: Weiß

1x1	20 m x 4 cm	PZN 10944191	Best-Nr: 128069
1x1	20 m x 6 cm	PZN 10944216	Best-Nr: 128070
1x1	20 m x 8 cm	PZN 10944222	Best-Nr: 128071
1x1	20 m x 10 cm	PZN 10944239	Best-Nr: 128072

Haft latexfrei, Farbe: Rot

1x1	20 m x 4 cm	PZN 10944245	Best-Nr: 128073
1x1	20 m x 6 cm	PZN 10944251	Best-Nr: 128074
1x1	20 m x 8 cm	PZN 10944268	Best-Nr: 128075
1x1	20 m x 10 cm	PZN 10944274	Best-Nr: 128076

Haft latexfrei, Farbe: Blau

1x1	20 m x 4 cm	PZN 10944280	Best-Nr: 128077
1x1	20 m x 6 cm	PZN 10944423	Best-Nr: 128078
1x1	20 m x 8 cm	PZN 10944446	Best-Nr: 128079
1x1	20 m x 10 cm	PZN 10944452	Best-Nr: 128080

