

Eco-Plus
PP Klipphauben
Artikel-Nr.: 04021-M



Material:	gut luftdurchlässiges und leichtes Polypropylen-Spinnvlies - geklippt, latexfrei
Größe:	ca. 44 x 51 cm
Farben:	weiß, grün, blau, gelb und rot
Bestimmungszweck:	Pflege- und Hygienebereiche
Risikoanalyse:	lebensmitteltauglich, formaldehydfrei, keine toxische Beimischung, leicht entzündlich – Vermeidung von starker Hitze und Feuer
Qualitätskontrollen:	Kontrollen während der Produktion Rückverfolgbarkeit durch Lot-Nummer
Verpackung:	hygienisch verpackt im Beutel à 100 Stück 20 Beutel im Exportkarton

07/19