

## Augenkomresse UNSTERIL

---

### Materialzusammensetzung

<b>Ober- und Untermaterial:</b>	<b>100% Polyester</b>
<b>Innenmaterial (Saugkörper):</b>	<b>Polyesterfasern, Baumwollkämmling, gebleicht, DAB</b>
<b>Größe:</b>	<b>5,0 x 7,0 cm</b>

---

Ovale, rundum geschlossene Augenkomresse.  
Sehr saugfähig durch hohen Baumwollanteil in der Füllung.  
Flüssigkeit wird durch das Polyestervlies direkt in das Innere der Komresse geleitet, das bedeutet ein angenehmes Tragegefühl für den Patienten.  
Durch die geschlossenen, weichen Ränder der Augenkomresse können keine Fasertrümmer o.ä. in die Wunde oder das Auge gelangen.

### Anwendungsgebiete

- zur Absorption von Augenflüssigkeit
- Salbenverbände
- Polsterung

### Anwendungs- und Warnhinweise

- Bei Verletzungen des äußeren Auges sowie bei Anwendungen nach Operationen ist eine sterile Augenkomresse/Wundauflage zu verwenden.

### Spezielle Lagervorschriften

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.  
Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

### Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

### Lieferformen

50x Augenkompressen

PZN 00050825

Best.-Nr.: 128016

