



## **SUSPENSORIUM**

### **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung**

Das Suspensorium hat einen abknüpfbaren Beutel. Es ist waschbar und dient der Fixierung der Hoden nach Operationen oder bei Ödemen.

### **Zusammensetzung**

Baumwolle

### **Normative und gesetzliche Anforderungen**

SUSPENSORIUM ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### **Ausführungen**

Größe 1-3	Kleinkind
Größe 4-6	Kinder
Größe 7-9	Jugendliche und Erwachsene
Größe 10-12	Senioren

### **Verpackung**

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### **Lagerung**

Trocken und staubfrei

### **Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:**

