

Wir führen Technologien zusammen.

hund
WETZLAR





Labormikroskop medicus pro

Das vielseitige Labormikroskop für Ausbildung, Arztpraxis
und klinisches Labor

Die Stativreihe medicus pro ist für die biologische Ausbildung und für medizinische Labore konzipiert. Sie eignet sich hervorragend für die Untersuchung von Gewebeschnitten, Blutausstrichen, Harnsedimenten, Bakterien und Mykosen. Die Spezifikationen der angebotenen Ausrüstungen sind auf diese Anwendungen abgestimmt:

- **Vollständig geebnetes Bildfeld**
- **Helle, in ihrer Farbtemperatur einstellbare LED-Beleuchtung mit Speicherung der letzten eingestellten Intensität**
- **Gegenüber dem Vorgängermodell verbesserte Ergonomie aller Bedienelemente**
- **Optimaler Kontrast in Hellfeld (4x, 20x, 40x, 100x), Phasenkontrast (20x, 40x), Dunkelfeld (bis 40x)**
- **medicus pro Myko: Fluoreszenz-Ausrüstung zur Untersuchung auf Mykosen**
- **Binokular- und Trinokular-Varianten verfügbar**



Helmut Hund GmbH

Artur-Herzog-Str. 2
D-35580 Wetzlar, Germany
Tel. +49 (0) 6441 2004-0
Fax +49 (0) 6441 2004-44

info@hund.de
www.hund.de

hund
WETZLAR