

Wiederverwendbar

Weiches und komfortables Material

Latexfrei



Bi-Maske

Anatomisch geformte Anästhesie-Gesichtsmaske

/ Bi-Maske

Die Bi-Maske ist eine aus Silikon gefertigte Gesichtsmaske mit integriertem Kunststoffrahmen. Dies unterstützt einen komfortablen Griff, da die Maske formbar ist und dennoch Stabilität bietet, ohne zu kollabieren. Durch die anatomische Form sorgt die Bi-Maske für Abdichtung mit minimalem Druck und das ergonomische Design ermöglicht einen optimierten Halt mittels C-Griff. Die Bi-Maske ist in 5 Größen erhältlich und bis zu 100 mal aufbereitbar (134°C autoklavierbar).

Eigenschaften



Bestellinformation

Bi-Maske / Wiederverwendbar

Größe	Patient	Anschluss	Farbe	REF	Box
2	Kind, klein	22 mm I.D.	■	35-65-222	1
3	Kind, groß	22 mm I.D.	■	35-65-223	1
4	Erwachsener, klein	22 mm I.D.	■	35-65-224	1
5	Erwachsener, mittel	22 mm I.D.	■	35-65-225	1
6	Erwachsener, groß	22 mm I.D.	■	35-65-226	1



Haltering / Wiederverwendbar

REF	Box
88-60-266	10

Fixationsband / Zum Einmalgebrauch

Patient	REF	Box
Erwachsener	35-30-255	10

Fixationsband / Wiederverwendbar

Patient	REF	Box
Kind	35-70-155	10
Erwachsener	35-70-255	10

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.