

DATENBLATT

Silclear Ballonkatheter

Art. Nr. / PZN I7 4115-18

73,78 EUR

Der perfekte Langzeit-Reinsilikon-Ballonkatheter zum Superpreis!

Für die langfristige Harnableitung: Entscheidend bei langfristigen Anwendungen sind minimale Inkrustationsneigung und maximaler Tragekomfort. Besonders flexible und anschmiegsame Katheter sind hier gefordert, die sich optimal mit dem Gewebe vertragen und keine Irritationen an den Schleimhäuten verursachen. Silclear-Katheter sind für diese Anforderungen optimal. Ebenfalls ideal bei Nachweis oder Verdacht auf Latexallergie. Die optimale Alternative. - Somit wird jedes Latexallergie-Risiko vollkommen ausgeschlossen. Die Verweildauer bei diesen Kathetern ist in Einzelfällen bis zu 4 Wochen durch die nicht allergisierenden und inkrustationshemmenden Oberflächen gegeben.

- Mit optimalem Kunststoffventil (kein Gummiventil mehr)
- Mit Röntgenkontraststreifen bis zur Spitze
- Mit gut anliegendem und leicht aufblasbarem Ballon (5 – 10 ml)
- Farbcodiert - mit PZN
- Lieferbare Größen Ch. 12 – 22

DATENBLATT**Silclear Ballonkatheter**

Art. Nr. / PZN I7 4115-18

Groesse	PZN	REF	VE	Preis
CH 12	02648923	I7 4115-12	10 Stück	73,78 € *
CH 14	02648946	I7 4115-14	10 Stück	73,78 € *
CH 16	02648969	I7 4115-16	10 Stück	73,78 € *
CH 18	02648975	I7 4115-18	10 Stück	73,78 € *
CH 20	02648981	I7 4115-20	10 Stück	73,78 € *
CH 22	02649006	I7 4115-22	10 Stück	73,78 € *

